

感染対策用品

口腔内用品

患者用用品

感染対策用品

手洗い関連用品

清拭用品

サポート用品

口腔内用品

患者用用品

感染対策用品

手洗い関連用品

清拭用品

サポート用品

マスク サージマスク TC

- ソフトな丸ゴムを使用した、経済的なマスクです。
- 3層構造で細菌を効果的に遮断します。(BFE値95%以上)
- ノーズブリッジ:可燃性合成樹脂



商品番号	規格	単位
076105	ホワイト 9 cm×17 cm 50枚入	1箱
076115	ブルー 9 cm×17 cm 50枚入	1箱
076100	グリーン 9 cm×17 cm 50枚入	1箱
076110	ピンク 9 cm×14 cm 50枚入	1箱
076106	ホワイトS 9 cm×14 cm 50枚入	1箱
076107	ホワイト(小児用) 7.5cm×12.5cm 50枚入 ※対象年齢目安:7~8歳迄	1箱

マスク サージマスク AC

- 経済的なヒモタイプのマスクです。
- 3層構造で細菌を効果的に遮断します。(BFE値95%以上)
- ノーズブリッジ:可燃性合成樹脂



商品番号	規格	単位
076050	ブルー 9.5cm×17cm 50枚入	1箱

N-95とは...
 CDC(米国疾病予防管理センター)が医療施設における結核菌の感染対策としてガイドラインを策定した時、マスクの性能として用いたのがNIOSH(米国労働安全研究所)のN-95マスクです。もともとN-95マスクは粉塵など労働者用のマスクとしてNIOSHによって規定されていたものです。

マスク サージマスク N-95(折りたたみ式)

- 米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応)

装着方法



7 フィットチェック

最後にマスクが密着しているか確認します。まず両手でマスクを覆い、次に息を吐き出し、空気の流れをチェックして、密着の良い状態にマスクを合わせます。

商品番号	規格	単位
076073	M 7.5cm×24.0cm 50枚入	1箱

※(□cm×△cm)=折りたたんだ状態での寸法



マスク サージマスク N-95(カップ型)

- 米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応)

商品番号	規格	単位
076022	S 11.5cm×12.5cm 20枚入	1箱
076020	フリー 13 cm×13 cm 20枚入	1箱

装着方法

