

手洗い関連用品

手指消毒の手順

1 濡らす



手全体と手首を濡らします。
(手の位置は肘より下にします。)

2 洗う




石鹸をよく泡立てて広げます。掌、手甲、指、指の間、手首、前腕を擦り洗います。指は親指から洗い始め、他の指、指の間と洗います。前腕部は肘に近いところまで洗います。爪と皮膚の間や爪の周囲もよく洗います。

3 すすぐ




全体を流水でよくすすぎ洗います。

4 拭く



ペーパータオルで水を拭き取ります。特に指、指の間、手首はよく拭いてから乾かします。水栓を手で閉める時はペーパータオルを使って閉めます。

5 消毒する



消毒液を掌にとります。

6 なじませる



消毒液が手・指・爪全体に行き渡るように両手で軽くもみ、そのまま自然乾燥させます。

て・きれいき

●「て・きれいきⅡ」もございます。

- 超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒します。
- 赤外線センサーで手指を感知し噴霧するため、どこにも触れずに手指へ噴霧できます。



サンデン(株)製

商品番号	規格	単位
090420	幅282mm×奥行191mm×高さ480mm 4.5kg	1台



て・きれいき MINI

- コンパクトサイズで、電池式です。
- 噴射量は5段階調節できます。
- 赤外線センサーで手指を感知し噴射するため、どこにも触れずに手指へ噴射できます。
- アルポリーゼ(P23)を交換用ボトルとして、そのままお使いいただけます。



サンデン(株)製

商品番号	規格	単位
090426	幅153mm×奥行173mm×高さ297mm 1.5kg	1台



ハンディミスト ミニ

- 光センサーが手指を感知し、自動噴射するため、どこにも触れずに手指へ噴射できます。
- コンパクトサイズでも、1,100ccの大容量です。
- 設置場所などに合わせて乾電池またはACアダプター(別売)の使用が可能です。



(株)テラモト製



商品番号	規格	単位
007523	幅140mm×奥行140mm×高さ210mm 620g	1台
007524	ハンディミスト ミニ 専用受皿	1個
007525	ハンディミスト ミニ 専用ACアダプター	1個



薬用 アルポリーゼ®

指定医薬部外品

- エチルアルコールが主成分なので高い除菌効果を発揮します。
- グリセリンと乳酸の配合により手荒れやべつつきも少なく、安心してお使いいただけます。
- て・きれいきMINIの交換用ボトルとしてもお使いいただけます。

【有効成分】
エタノール(100mL中78mL)

【成分】
濃グリセリン、乳酸、精製水

商品番号	規格	単位
090494	1000mL	1本



口腔内用品

患者用用品

感染対策用品

手洗い関連用品

清拭用品

サポート用品

口腔内用品

患者用用品

感染対策用品

手洗い関連用品

清拭用品

サポート用品